


高压挤出器系统 温度控制在线式

型号 Gextruder-5ml/min;

Gextruder-50ml/min; Gextruder-400ml/min;

Gextruder-1500ml/min; Gextruder-5000ml/min







1. 开箱检查

货物签收前请检查包装是否有破损,参考货物的零件清单检查是否完 整。

2. 产品介绍

2.1 简介

Genizer夹套式温控脂质体挤出器是由FDA和GMP认可的卫生级316L 不锈钢制成, 里面有激光制成的微米孔板作挤出膜支撑板。挤出器的主 要应用是用于制药级脂质体、乳剂和纳米颗粒的均质。挤出器配合孔 径 50-400nm 的径迹蚀刻膜制备脂质体和乳剂。挤出器支持 Handgenizer 和其他高压均质机,可以进行持续的高压均质和过滤挤出。带夹套的 温控式设计可以加热或冷却物料,可以适用于高粘度的物料。

2.2 规格

最高压力	200 bar
最终粒径	50-500 nm
最大浓度	200 mg/ml
操作剂量	5-5000 ml/min
温度范围	-4°C-100°C
设备原料	316L 不锈钢
工作条件	高压泵
材料标准	制药级
-	-



3. 安全事项

⚠ 备注:设计最大压力为 3,000 psi,绝不能超过设计压力运行。

№ 警告:在没有紧固件或缺失紧固件的情况下绝不能使用挤出器,检查磨损情况,如有必要请替换。

⚠ 危险: 在每次实验前请检查所有 O 型圈是否有磨损现象,如果磨损请立即更换。磨损或损坏的 O 型圈可能会使在操作挤出器时突然泄压。

▲ 警告: 挤出器的夹套在操作时可能会过热导致烫伤,请注意勿直接接触。

♠警告: 举起或移动设备请注意旁边人员。

▲警告: GenizerTM 高压挤出器使用者必须遵守相关安全事项,操作者必须穿戴必要的防护设备。因违反安全事项而造成的人员伤害和财产损失由操作者承担责任。

⚠警告:请使用原装零件来替换磨损或损坏的部分,如用非原装零件替换则不在保修范围之内。

4. 零件详单

GenizerTM 夹套式温控在线挤出器系统标准配置的零件详单如下:



零件号

零件名称

数量

1

柱杆

4



2 过滤支撑底座

1




微米孔不锈钢支

3

撑板

1



4

小 O 型圈

1





零件号	零件名称	数量	
5	大 O 型圏	1	
6	闷盖	1	
7	紧固螺丝	8	or

以下为增选配件

a. 纳米级径迹蚀刻膜 b. 高压均质机和高压泵

5. 组装步骤

下表是 GenizerTM 夹套式温控在线挤出器系统的组装步骤。参考零件详单完成组装。




步骤 1



将四根柱杆(1) 安装到过滤支撑底座 (2)上。将组好的单元放到合适的平台上,移除操作区域的不必要东西。


步骤 2



将微米孔支撑板 (3)安装 到过滤支撑底座 (2)上。

备注: 微米孔不锈钢支撑板(3) 安装时孔需要朝上。

步骤 3




小心地将特定规格的纳 米径迹蚀刻膜放置在微米孔 不锈钢支撑板(3)上。

注意: 径迹蚀刻膜一定要铺的 平整,不能有褶皱和气孔。先 润湿后平铺效果会更好。




步骤 4




将小 O 型圈 (4) 、大 O 型圈(5) 和闷盖(6) 按次序放 到过滤支撑底座(2)上。

步骤 5



将 8 根紧固螺丝(7) 安装 到过滤支撑底座(2),用扳手拧 紧螺丝。

步骤 6



- A物料入口连接口
- B 物料出口连接口
- C 水浴出口连接口
- D水浴人口连接口

将管子连接到各自相应的位 置。



6. 通用操作步骤

6.1 操作步骤

按照步骤 6 接好所有的管子后,将高压物料放入到工作装置中.如果实验需要控制温度,就需要特定温度的流动水经过 C 和 D 接口将物料预热到所需温度。高压微米材料被强制通过径迹蚀刻膜的纳米孔,然后经物料收集管流出。

6.2 通用清洗步骤

- 一般情况下请按照下面的步骤来清洗挤出器。如遇特殊的化合物需特别的清洗剂。
- 1. 每次实验完成后都需要立刻清洗挤出器,千万不要让物料凝固 在挤出器内,请参考零件清单和组装步骤来拆洗挤出器。
- 2. 建议使用中性的洗涤剂,如果特别难溶的物料可以考虑用配方中的溶剂先清洗,如需使用刷子请用软毛刷。
 - 3. 在自来水下冲洗这些组件,然后用蒸馏水冲洗几次。
- 4. 最后将所有零件用 70%酒精擦拭或浸泡下,以便抑菌存放。O型圈在刷洗之前必须拿下,否则会被有机溶剂腐蚀。



7. 故障诊断

- 7.1 如有漏气或漏液情况请重新组装挤出器。检查是否是 0 型圈安装不当或是蝶形螺母或紧固件缺失。
 - 7.2 以下因素可能会导致挤出困难:
- 7.2.1 原料药中的颗粒粒径过大而使用的膜的孔径过小,建议先使用 孔径大的膜均质后再切换到孔径小的膜。
- 7.2.2 一些对温度敏感的物料可能会在室温下凝聚,会导致挤出困难,可以将适合温度的水源接到夹套上以此改变工作温度方便挤出。
- 7.2.3 径迹蚀刻模的通道可能被堵住导致挤出量大大减小,需要及时更换。
 - 7.2.4 可能是原料药中的粒径分布太宽。
- 7.3 如果温度控制夹套温度达不到请检查夹套和水浴之间的连接是 否正确,水循环是否平稳。
- 7.4 有的径迹蚀刻膜会有方向性,请参考该品牌说明将原料药放置于 膜的特定面。



Instruction Manual

Online liposome Extruder System

Genizer 脂质体挤出系统

脂质体和纳米颗粒混悬液挤出解决方案

型号		温控	动力模式		微米孔板	设计压力	尺寸	径迹蚀刻
			空气	在线	-		L×W×H(cm)/Weight(kg)	膜孔径
测试级	HandExtruder-1ml-RT	可选	/	/	/	150 psi	23×17×33/2 (jacketed)	
	HandExtruder-1ml						23×17×13/2	
	GExtruder-10ml	可选	Y	Y	Y	3,000 psi	23×13×25/4 (jacketed)	30 nm
	GExtruder-5ml/min						10×10×8/1	50 nm
	GExtruder-100ml	可选	Y	Y	Y	3,000 psi	23×20×32/7 (jacketed)	
	GExtruder-50ml/min						12.5×12.5×9/2	80 nm
试制级	GExtruder-800ml	可选	Y	Y	Y	3,000 psi	25×25×37/20 (jacketed)	100 nm
	GExtruder-400ml/min						18×18×10/5	
	GExtruder-3000ml	可进	Y	Y	Y	2 000	30×25×55/45 (jacketed)	200 nm
	GExtruder-1500ml/min	可选	1	I	Ï	3,000 psi	30×25×25/21	400 nm
生成级	GExtruder-10000ml	可选	Y	Y	Y	3,000 psi	45×40×65/130 (jacketed)	
	GExtruder-5000ml/min						45×40×30/90	800 nm
客户预定	GExtruder 0-50000ml	Y	Y	Y	up to	TBD (jacketed)		
	or Multi-Extruder	可选	I	I Y	I	6,000 psi	TBD	

Notice: The dimension, structure and parameter should be subject to the final product.